

# 真正的针线支票 扫描器

## 用户指南

-对于Android-

[www.panace.co.kr](http://www.panace.co.kr)  
2020/01/21  
版本1

# 如何安装

1.在手机浏览器上访问[www.panace.co.kr](http://www.panace.co.kr)并向下浏览到通知页面

(通知正版针检NFC扫描仪用户指南-Android下安装播放用户指南)

2.点击下载“apk”文件


3.单击“apk”，将安装万能扫描仪.

4.启动Panace扫描仪

5.检查针头验证NFC android应用程序

(\*在最后一页上，您可以查看如何找到手机的NFC天线位置.)

# 用户协议




当您单击协议条款图标更改时

个人信息协议弹出

\*仅在同意后显示不可见的一个

# Main Screen



主NFC停用 (NFC备用)

主: NFC灭活

## 功能方向

根据**Android NFC**的开/关,  
内容显示方式有所不同.

- **nfc**开启时的**nfc**标签待机状态
- 当**nfc**关闭时启用**nfc**

1 [按钮]菜单

2 **NFC**待机  
多针**NFC**标签待机  
后台**NFC**使用**GIF**图像

3 [按钮] **android NFC**设置页面

# 真实支票



# 如何找到手机的NFC天线位置

启动Panace扫描仪，将NDF标签放在手机背面，如下所示。

每个手机都有不同的NFC天线位置 设置nfc标签时，  
检查移动设备的哪一部分成为标签。

